



המערך להרדמה וטיפול נמרץ
טלפון: 03-5302754 פקס: 03-5351565

שימוש בטובוס עם בלונית בילדים

טובוסים אלו מיועדים למצבים מיוחדים בהם סיכון לאספורציה או לירידה בהענות הראתית גדולים (ניתוחים בטניים, ניתוחים לפרסקופיים, ניתוחי לב/חזה).

חישוב גודל הטובוס שונה מהחישוב הרגיל לגודל טובוס בילדים (4/גיל + 4)

החישוב עבור טובוסים עם בלונית הינו:

מתחת לגיל 6 חודשים – 3.0

מגיל 6 חודשים עד שנתיים – 3.5

מעל גיל שנתיים - (4/גיל + 3)

רק במידה וקיים leak יש לנפח את הבלונית באטיות.
יש למדוד לחץ ולהמנע מלחצים שמעל 20 ס"מ מים.

בברכה,

דר' אילן קידן